

Scanprotokoll – Prostata axial T2 für Biopsieplanung

T2 TSE ohne Fettsättigung	
Feldstärke	3 T or 1,5T
Schichtführung	streng axial
Schichtdicke	3 mm
Schichtabstand	0,3 mm
FOV	200 x 200 mm ²
Matrix	384 x 384
TR	3570 ms
TE	104 ms
Mittelungen	3
Parallele Bildgebung mit Beschleunigungsfaktor	2

Daten dürfen keinesfalls komprimiert sein!!!

Scan Protocol – Prostate axial T2 for Biopsy Planning

T2 TSE without Fat Saturation	
Field Strength	3 T or 1,5T
Slicing	strictly axial
Slice Thickness	3 mm
Slice Separation	0,3 mm
FOV	200 x 200 mm ²
Matrix	384 x 384
TR	3570 ms
TE	104 ms
Averaging	3
Parallel imaging with acceleration factor	2